

Room Care R6

Disincrostante per WC

Descrizione

Disincrostante per WC per la rimozione di incrostazioni, macchie ed altri residui.

Caratteristiche principali

- Formulazione ad alta efficacia a base di acido cloridrico
- Alta velocità di azione
- Viscosità ideale per aderire alle superfici
- Piacevole profumo

Benefici

- Veloce ed efficace rimozione di incrostazioni, macchie ed altri residui
- Tempo di contatto ottimale su superfici verticali/oblique per un'ottima azione detergente
- Utilizzabile su sanitari in porcellana o smaltati
- Bottiglia con beccuccio direzionale per una veloce e facile applicazione
- Profumo piacevole per un gradevole utilizzo
- Caratterizzato da codice colore e alfanumerico per prevenire errori di applicazione

Modalità d'uso

Dosaggio:

Room Care R6 è pronto all'uso, applicare tal quale.

Applicazione:

Far scorrere l'acqua nella tazza WC / orinatoio. Premere debolmente la bottiglia di Room Care R6 per dosare il prodotto sotto il bordo, attorno alla tazza e sulle pareti di scorrimento dell'acqua. Lasciare agire per 5 minuti, strofinare con una spazzola o un panno abrasivo per rimuovere le macchie più ostinate, poi far scorrere l'acqua per risciacquare.

Avvertenze:

Non utilizzare su acciaio. Non utilizzare su superfici sensibili agli acidi, es. smalti, marmo, stucco o piastrelle. Rimuovere immediatamente ogni goccia o spruzzo da superfici sensibili agli acidi e risciacquare abbondantemente con acqua. Non miscelare con candeggianti o altri prodotti. Prima dell'uso, verificare la compatibilità dei materiali in un luogo poco visibile.

R6



© A.I.S.E.